

INSTRUCTIE HANDLEIDING VOETENBANK



We willen U danken voor het vertrouwen dat U in de producten van **VERMEIREN** stelt.

Voor U het product gebruikt, dient U de handleiding aandachtig te lezen zodat U vertrouwd raakt met het product.

Daarnaast bevat deze handleiding tips voor het verzorgen en onderhouden van de voetenbank. Houd er rekening mee dat bij het naleven van onze adviezen Uw product ook na jaren gebruik nog in perfecte staat is en perfect functioneert.

Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar.

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit.

Technische gegevens

Hoogte:	460 mm
Breedte:	490 mm
Lengte:	480 mm
Minimale hoek:	-25°
Maximale hoek:	0
Gewicht:	5 kg

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie +/- 15 mm / 1,5 kg

INHOUD VAN DE ZENDING

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- Voetenbank
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer U vaststelt dat het product na de zending toch een defect vertoont, moet U het volgende doen:

- Neem contact op met de transporteur.
- Laat een verslag opmaken van de schade
- Neem direct contact op met de vakhandelaar

MONTAGE INSTRUCTIES

De voetenbank wordt volledig gemonteerd geleverd. Stel de voetenbank steeds op een effen ondergrond op en zorg ervoor dat de vier poten van de voetenbank stevig op de grond staan.

VERSTELLEN VAN DE HOEK

Trek de voetenbank aan de voorzijde naar boven tot de gewenste hoogte.



Voor het neerlaten, trekt U de beklede oppervlakte van de voetenbank in de bovenste stand. De rastomat deblokkeert. U kan nu de beklede oppervlakte langzaam neerlaten.

VEILIGHEID

- ➔ Let er bij het transporteren op dat geen lichaamsdelen gekneld raken – Gevaar voor letsels!
- ➔ Controleer voor ieder gebruik of de vier poten gelijkmatig op de grond rusten - kans op achter over kantelen van de voetenbank.
- ➔ Reparaties en desinfecties mogen alleen door speciaal opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- ➔ Plaats Uw vingers niet tussen het hoek verstelsysteem.
- ➔ Ga niet op de voetenbank staan.
- ➔ Gevaar voor brandwonden – Wees voorzichtig bij het gebruik in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme kou, sauna's, enz.) voor een bepaalde tijd en bij het aanraken.
- ➔ Volg de instructies voor verzorging en controles. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door niet juiste controles / verzorging.

VERZORGING

Bij het reinigen let op onderstaande punten:

- **Bekleding / frame**
 - Reinig de bekleding / frame met een doek die met warm water is bevochtigd. Let op dat de bekleding /frame niet te vochtig wordt gemaakt.
 - Bij hardnekkige vlekken kunt U gebruik maken van een gangbaar fijnwasmiddel.

- Vlekken kunt U verwijderen met een sponsje of een zachte borstel.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals oplosmiddelen en gebruik ook geen harde borstels.
- Reinigen met stoom- en/of hogedrukreinigers is niet toegestaan.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen.

- **Coating**

Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming gegarandeerd. Wanneer de buitenste coating door krassen e.d. is beschadigd, laat U deze door Uw vakhandelaar repareren. Voor het schoonmaken gebruikt U alleen warm water en algemeen verkrijgbare huishoudelijke reinigingsmiddelen, evenals zachte borstels en doeken. Let op dat er geen vocht in de buizen komt.

De zinkdelen moeten aanvankelijk enkel worden behandeld met een droge doek. Moeilijk te verwijderen vuil kunt U best verwijderen met een speciaal reinigingsmiddel voor zink.

ONDERHOUD

De verwachte levensduur van de voetenbank wordt beïnvloed door het gebruik, opslag, regelmatig onderhoud en schoonmaak.

De voetenbank moet minstens om de 2 jaar en minstens voor ieder nieuw gebruik worden gecontroleerd door een bevoegde persoon. De volgende parameters moeten worden gecontroleerd:

- controle van het frame op plastische vervorming en defecten
- visuele controle op beschadiging van de verf (gevaar op corrosie).
- toestand van de bekleding (scheurtjes, breekbare zones, vocht)
- volledig geleverd?
- handleiding volledig?
- schoonmaken

Laat het onderhoud alleen in het serviceplan opnemen wanneer minstens de hierboven vermelde aspecten zijn gecontroleerd. Wanneer Uw vakhandelaar op Uw vraag geen onderhoud uitvoert, neemt U best contact op met de fabrikant. Wij geven U graag het adres van een vakman in Uw buurt.

DESINFECTEREN

Alle delen van de voetenbank kunnen worden behandeld met een schuurdesinfectie. In principe worden alle oppervlakken van een systeem of een product gedesinfecteerd voor het wordt doorgegeven aan een andere gebruiker (nieuw gebruik).

- ➔ Het gebruik van desinfecteermiddelen is voorbehouden aan bevoegd vakpersoneel dat speciaal is opgeleid voor de werking en het gebruik ervan.
- ➔ Draag gepaste beschermkledij. Het desinfecteermiddel kan bij contact met de huid irritaties veroorzaken. Volg ook de aanwijzingen op de betreffende oplossingen.
- ➔ De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade en letsels als gevolg van onzorgvuldig onderhoud of onzorgvuldige verzorging.

Gebruik uitsluitend desinfecteermiddelen die voorkomen op de actuele lijst van het Robert-Koch-Instituut en de goedgekeurde procedure voor schuur- en veegdesinfectie.

De actuele stand van de in de RKI-lijst opgenomen desinfecteermiddelen kan worden opgevraagd bij het Robert-Koch-Instituut (RKI) (internetpagina: www.rki.de).

VERPAKKING EN OPSLAG

Om de voetenbank te verpakken of te bewaren dienen volgende instructies te worden gevolgd:

- Alleen in droge ruimtes opslagen (tussen +5°C en +41°C).
- De relatieve luchtvochtigheid van 30% tot 70%.
- Beschermen door voldoende afdekking of verpakking tegen roest en binnendringen van vreemde voorwerpen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof)

GARANTIE

Uittreksel uit de "Algemene bedrijfsvoorwaarden":

(...)

5. De garantieperiode voor garantieclaims is 24 maanden.

(...)

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door constructieve wijzigingen aan onze producten, gebrekkig onderhoud, gebrekkige of onoordeelkundige behandeling of bewaring of gebruik van niet-originele wisselstukken.

AFVALVERWERKING

Als U de voetenbank wilt wegdoen, stelt U zich in verbinding met de plaatselijke verantwoordelijken of bezorgt U het product terug bij de vakhandel. Deze kan, na hygiënische reiniging, de voetenbank aan de fabrikant terugsturen. De fabrikant kan voor vakkundige verwerking en hergebruik (gescheiden naar grondstof) zorg dragen.

Verpakkingsmateriaal kan bij de betreffende verwerkingsplaatsen en hergebruik instellingen of bij Uw vakhandelaar afgegeven worden.

SERVICEPLAN

De voetenbank is gecontroleerd:

Stempel van de handelaar

Datum:

Stempel van de handelaar

Datum:

Stempel van de handelaar

Datum:

Stempel van de handelaar

Datum:

Service lijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt u ook op: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl



VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout

Tel.: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

Website: www.vermeiren.be

E-mail: info@vermeiren.be