



THUASNE

ImmoClassic

- fr** Écharpe d'immobilisation d'épaule
- en** Shoulder immobilisation sling
- de** Tuch zur Ruhigstellung der Schulter
- nl** Sling voor de immobilisatie van de schouder
- it** Fascia di immobilizzazione della spalla
- es** Cabestrillo para inmovilización del hombro
- pt** Suportede imobilização do ombro
- da** Halstørklæde til skulderimmobilisering
- fi** Olkapään immobilisaatiokantoside
- sv** Halsduk för att immobilisera axeln
- el** Φάκελος ακινητοποίησης ώμου
- cs** Imobilizační ramenní závěs
- pl** Szal do unieruchomienia barku
- lv** Pleca imobilizācijas soma
- lt** Peties imobilizavimo įtvaras
- et** Õlaliigest fikseeriv side
- sl** Zanka za imobilizacijo rame
- sk** Ramenný imobilizačný záves
- hu** Vállrögzítő heveder
- bg** Бандаж за обездвижане на рамото
- ro** Orteză „tip eşarfă” de imobilizare a umărului
- ru** Повязка для обездвиживания плеча
- zh** 肩部固定围巾



	1	50 - 71 cm
	2	72 - 94 cm
	3	95 - 117 cm
	4	118 - 140 cm




THUASNE
120, rue Marius Aujan
92300 Levallois-Perret - France

© Thuasne - 6165601 (2021-04) © Studio Caterin


www.thuasne.com

01/23 07/201

	1	50 - 71 cm
	2	72 - 94 cm
	3	95 - 117 cm
	4	118 - 140 cm



fr	Tour de taille	Immobilisation
en	Waist measurement	Immobilisation
de	Tailenumfang	Ruhigstellung
nl	Tailleomvang	Immobilisatie
it	Circonfenza vita	Immobilizzazione
es	Contorno de cintura	Inmovilización
pt	Perímetro de cintura	Imobilização
da	Taljemål	Støtte
fi	Vyötäröympärys	Immobilisoi
sv	Midjemått	Immobilisering
el	Περίμετρος μέσης	Ακιντονόισον
cs	Obvod pasu	Znehybnění
pl	Obwód w talii	Unieruchomienie
lv	Vidukļa apkārtmērs	Imobilizācija
lt	Juosmens apimtis	Imobilizavimas
et	Vööümbarmõõt	Liikumatuks muutmine
sl	Obseg pasu	Imobilizacija
sk	Obvod pása	Imobilizácia
hu	Derék bőség	Rögzítés
bg	Обиколка на талията	Обездвижане
ro	Circumferința taliei	Imobilizare
ru	Обхват талии	Иммобилизация
zh	腰围	固定



MD



fr	Dispositif médical	Un seul patient - à usage multiple	Lire attentivement la notice
en	Medical device	Single patient - multiple use	Read the instruction leaflet carefully
de	Medizinprodukt	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch
nl	Medisch hulpmiddel	Eén patiënt - meervoudig gebruik	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door
it	Dispositivo medico	Singolo paziente - uso multiplo	Leggere attentamente le istruzioni
es	Producto sanitario	Un solo paciente - uso múltiple	Leer atentamente las instrucciones
pt	Dispositivo médico	Paciente único - várias utilizações	Ler atentamente o folheto
da	Medicinsk udstyr	Enkelt patient - flergangsbrug	Læs brugsanvisningen omhyggeligt
fi	Lääkinnällinen laite	Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja	Lue käyttöohje huolellisesti
sv	Medicinteknisk produkt	En patient - flera användningar	Läs bipacksedeln noga före användning
el	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Πολλαπλή χρήση - σε έναν μόνο ασθενή	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
cs	Zdravotnický prostředek	Jeden pacient - vícenásobné použití	Pozorně si přečtete návod
pl	Wyrób medyczny	Dla jednego pacjenta - do wielokrotnego użytku	Należy dokładnie przeczytać instrukcję
lv	Medicīniska ierīce	Viens pacients - vairākkārtēja lietošana	Rūpīgi izlasiet norādījumus
it	Medicinos priemonė	Vienas pacientas - daugkartinis naudojimas	Atidžiai perskaitykite instrukciją
et	Meditsiiniseade	Ühel patsiendil korduvalt kasutatav	Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult
sl	Medicinski pripomoček	En bolnik - večkratna uporaba	Pozorno preberite navodila
sk	Zdravotnícka pomôcka	Jeden pacient - viacnásobné použitie	Tento návod si pozorne prečítajte
hu	Orvostechnikai eszköz	Egyetlen beteg esetében - többször újrahasználató	Figyelmesen olvassa el a betegtájékoztatót
bg	Медицинско изделие	Един пациент - многократно употреба	Прочетете внимателно листовката
ro	Dispozitiv medical	Un singur pacient - utilizare multiplă	Citiți cu atenție prospectul
ru	Медицинское изделие	Многократное использование для одного пациента	Внимательно прочтите инструкцию
zh	医疗器械	一位患者-多次使用	仔细阅读说明书



кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (в особенности хлорсодержащие). Не сдавайте в химчистку. Не используйте сушику для белья. Не гладьте утюгом. Отжимайте руками. Сушите в горизонтальном положении. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т. д.).

Хранение

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

Утилизация

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации.

zh

肩部固定围巾

说明/用途

本装置是一种护具，可使肩部和/或肘部处于稳定位置。

该装置仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺寸表的客户。

组成部件

聚酯纤维-聚酯纤维-聚丙烯-聚酰胺-棉

属性/作用方式

泡沫袖套，用于固定前臂和肘部。

可调节的束带系统，确保在稳定位置上固定。

可调节的泡沫衬垫，用于舒适地保护颈部。

双侧产品。

适应症

肩部和/或肘部创伤或炎症。

肱骨非手术造成的近端骨折的保守治疗。

肩部脱位。

锁骨和/或肩胛骨非手术造成的骨折。

术后固定（回旋肌上方术后或消除脱位）。

肩部半脱位或脱位（关节不稳）的预防。

瘫痪手臂的支撑。

禁忌症

诊断不确定的情况下请勿使用该产品。

请勿将该产品直接与受损皮肤接触。

如已知对任一组件过敏，请勿使用。

请勿用于复杂或手术造成的肩部骨折，也不要用于肋骨骨折。

请勿用于某些术后情况（多重骨折、安放骨折钉、开放性骨折等等）。

注意事项

每次使用前请检查产品是否完好。

如产品有损，请勿使用。

请参照尺寸表为患者挑选合适的尺寸。

建议由专业医护人员监督初次穿戴。

严格遵守专业医护人员推荐的处方和使用方法。

如有出现不舒服、严重不适、疼痛、肢体肿胀、感觉异常或肢端颜色改变，请立即脱下该装置，并咨询医护人员。

出于卫生和性能的考虑，请勿将该装置重复用于其他患者。

请勿将该装置直接与油性物质接触（软膏、乳霜等）。

建议适当拧紧该装置，以确保保持/固定位置而不限制血液流通。

请勿在驾驶车辆时使用该装置。

不良副作用

该装置可能会引起皮肤反应（发红、发痒、灼热、起泡等）甚至不同程度的伤口。

如发生任何与该产品有关的严重事故，请与患者所在地区的制造商及国家监管机构联系。

使用说明/穿戴方法

❶ 将前臂放在袖套里。用魔术贴沿着手臂收紧袖套。

❷ 将上方束带从另一边肩部上方穿过。将束带放在袖套前方，并将其固定在袖套内面上。调整束带长度。

❸ 将束带下方穿过腰部。将其固定在手臂下方袖套外面上。

保养

可根据本说明和标签上的条件洗涤该产品。清洗之前，请闭合钩环紧固件。可在40°C下机洗（轻柔模式）。请勿使用洗涤剂、柔软剂或腐蚀性产品（氯化产品等）。请勿干洗。请勿使用脱水机。请勿熨烫。施压拧紧。平放晾干。远离热源（加热器、阳光等）晾干。

存放

请室温保存，最好存放在原始包装中。

弃置

根据本地现行规范弃置。

保留本说明书。

www.thuasne.com
www.thuasne.com/global-contact



Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - capital 1 950 000 euros
120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)