



ALGEMENE CATALOGUS DECUBITUS THERAPIE

HEIMCARE

SYSTEMATISCH CLINIC CARE

GREENLINE - RESPONSIBLE CARE

DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSENS


POSITIONIERUNGSKUSSENS

IN
H
O
U
D



HOMECARE

SYSTEMATISCHE HOMECARE



Hyper Foam PLUS

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 3 (EPUAP)

Gemiddeld risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam PLUS

Decubitus therapie matras

3 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 14 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ademende open celstructuur HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en bacterieresistente incontinentiehoes volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht, maar ademend



Drukontlasting < 18 mmHg



Bi-elastische hoes ter minimalisatie van schuifkrachten



CE - markering MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend DIN EN 597 (I+II) CRIB 5




Patiëntgewicht: 20 – 140 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE HOMECARE



Hyper Foam 2

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam 2

Decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 15 cm
Lengte Zie actuele prijslijst
Breedte Zie actuele prijslijst

Ook in
GREENLINE
variant



Ademende
open celstructuur
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
20 – 150 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE HOMECARE



MAXX 250

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

MAXX 250

Bariatrisch decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 18 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ademende
open celstructuur
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5



Patiëntgewicht:
40 – 250 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.


^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



Hyper Foam PLUS *clinic*

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen*¹

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 3 (EPUAP)

Gemiddeld risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam PLUS^{clinic}

Decubitus therapie matras

3 JAAR GARANTIE
*²




Afmetingen

Hoogte 14 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ademende
open celstructuur
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoest
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
20 - 140 kg

*¹ Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*² Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

*³ Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



Hyper Foam VISCO *clinic*

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 2 (EPUAP)

Gemiddeld risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam VISCO^{clinic}

Decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
^{*2}




Afmetingen

Hoogte 14 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ademende
open celstructuur
HR-schuim +
Visco-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
20 – 140 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



Hyper Foam 2 *clinic*

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam 2^{clinic}

Decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen

Hoogte 15 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ook in
GREENLINE
variant



Ademende
open celstructuur
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
20 – 150 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.


^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



MAXX 250
clinic

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

MAXX 250^{clinic}

Bariatrisch decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 18 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



Ademende
open celstructuur
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
40 – 250 kg

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



 **Hyper AIR[®] hybrid**
- LUCHTCEL MATRAS -

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper AIR[®] hybrid

Decubitus therapie luchtcel matras

5 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen	Artikelnr.
90/200/16	HYP AIR 090200
100/200/16	HYP AIR 100200
120/200/16	HYP AIR 120200

Afmetingen	Artikelnr.
86/196/16	HYP AIR 086196
105/196/16	HYP AIR 105196



*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.


*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Decubitus therapie matrassen met evacuatiefunctie

evAQ[®]

- Your **all-in-one** solution -





Decubitus therapie matrassen met evacuatiefunctie

- Your **all-in-one** solution -

In het geval van brand heb je slechts **3 minuten** om te ontsnappen!



Alle decubitus therapie matrassen in ons assortiment zijn ook verkrijgbaar met evacuatiefunctie.
Patiënten kunnen geëvacueerd worden door slechts één persoon in geval van brand.

Het kost **slechts 60 seconden** per verdieping om een persoon te evacueren.

Bekijk ons evacuatiefilmpje en zie hoe dit mogelijk is.

Scan deze code!



FILMLINK

Zie ons evacuatiefilmpje hier!



- Your **all-in-one** solution -


Vergelijking – De inrichting van instellingen

(bijv. ziekenhuizen, verzorgingshuizen)


Meubilair zonder EVAQ®



+




+



In geval van evacuatie

+



4 – 6 personen

Standaard zorgmatras
veelal zonder
decubitus therapie functie

Evacuatiesysteem
bijv. evacuatiedoeken,
evacuatiestretcher

Meubilair met EVAQ®



+



evAQ®

=

matras
+ decubitus therapie systeem
+ evacuatiefunctie

In geval van evacuatie

+



1 persoon

Besparing van middelen (geld en personeel)!



Decubitus therapie matras met evacuatiefunctie

Alle matrassen in deze lijn zijn voorzien van een evacuatiefunctie. Dit houdt in dat patiënten snel en makkelijk geëvacueerd kunnen worden zonder daarbij een reddingsdeken of evacuatiestoel te gebruiken!


Evacuatiesystemen zoals een reddingsdeken of evacuatiestoel vereisen vaak twee of meer mensen om ze te gebruiken.

Het EVAQ® decubitus therapie matras maakt het mogelijk om een evacuatie voorzichtig uit te voeren, met behulp van slechts één persoon, zelfs via de trap!


§§ Elke eindverantwoordelijke van een zorginstelling is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners, daar valt ook de garantie van een snelle evacuatie onder! §§

VEILIGER → SNELLER → VOORZICHTIGER

- Veiligheidsgordels met snelsluiting
- Speciaal schuifmateriaal aan de onderkant
- Evacuatie via de trap mogelijk
- Randversterking zorgt voor stabiliteit
- Reddingshandvatten op de hoes



SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



evAQ[®] - PRO

- Your **all-in-one** solution -

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 3 (EPUAP)


Gemiddeld risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

evAQ[®] - PRO

MET EVACUATIEFUNCTIE

Decubitus therapie matras

3 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 14 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst




^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



ev**AQ**[®] - PROVISCO

- Your **all-in-one** solution -

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 2 (EPUAP)

Gemiddeld risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

evAQ® - PRO VISCO

MET EVACUATIEFUNCTIE

Decubitus therapie matras

3 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen

Hoogte 14 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst




*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



evAQ[®] - PRO II

- Your **all-in-one** solution -

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)


Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

evAQ[®] - PRO II

MET EVACUATIEFUNCTIE

Decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen

Hoogte 15 cm
Lengte Zie actuele prijslijst
Breedte Zie actuele prijslijst



Ook in
GREENLINE
variant




*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

SYSTEMATISCHE CLINIC CARE



evAQ[®] - PRO-XL

- Your **all-in-one** solution -

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen*¹

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)


Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

evAQ[®] - PRO XL

MET EVACUATIEFUNCTIE

Bariatrisch decubitus therapie matras

5 JAAR GARANTIE
*²



Afmetingen

Hoogte 18 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst



*¹ Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*² Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!

*³ Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

GREENLINE - RESPONSIBLE CARE



— GREENLINE —


RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-schuim

Medische kwaliteit ontmoet milieubescherming 4.0

ongeveer **22%***
minder CO₂

ongeveer 7,2kg minder CO₂ per matras




Lever een bijdrage aan de
bescherming van het klimaat!



GREENLINE matrassen hebben een gereduceerde CO₂-uitstoot in vergelijking met conventionele decubitus therapie matrassen (standaard schuimmatrassen of wisseldruksystemen).

Schuimmatrassen




1 kg schuim = 3 kg CO₂

Conventioneel
schuimmatras




11 kg schuim
= 33 kg CO₂

— GREENLINE —




8,6 kg schuim
= 25,8 kg CO₂

Wisseldruksystemen



1 kg plastic = 3,5 kg CO₂



10 kg plastic
= 35 kg CO₂
+ zeldzame aardelementen
+ energieverbruik


ECOLAST® – Technische voordelen

GREENLINE matrassen zijn gemaakt van ECOLAST®-schuim. In vergelijking tot conventionele decubitus therapie matrassen (schuimmatrassen of wisseldruksystemen) hebben deze matrassen minder CO₂-uitstoot.

ECOLAST®-schuim is een speciaal ontwikkeld hybride schuim. In vergelijking tot standaard schuim zorgt de meer open celstructuur voor een verbeterde luchtcirculatie, zodat de patiënt profiteert van een optimaal microklimaat.

ECOLAST®-schuim biedt een perfecte drukontlasting en een verbeterde duurzaamheid.


Hardheidsverlies na blootstelling aan vocht
(35 °C, 95% RH*¹)



CO₂-uitstoot per m³ in kg*³



Uitstootcijfers*⁴



*¹ RH = relatieve vochtigheid

*² RG = Dichtheid (kg/m³)

*³ Bron: Europur-Studie 2015

*⁴ Vergeleken:

Elasticiteitstest ASTM D3574/H • Wet-Compression-Test ASTM D395 • Rekbaarheid ISO 1798 • Treksterkte ISO 1798 • CO₂-emissiewaarde






— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-schuim-technologie



Hyper Foam 2
— GREENLINE —

PRS 
Pressure Relieving Solutions



Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)


Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam 2

GREENLINE

Decubitus therapie matras

7 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen in cm	Artikelnr.
90/190/15	GRHF2HC090190
90/200/15	GRHF2HC090200
100/200/15	GRHF2HC100200
120/200/15	GRHF2HC120200

GREENLINE

- ECOLAST®-schuim biedt een verbeterde duurzaamheid
- Minder CO₂-uitstoot



Ademende
open celstructuur
ECOLAST®-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Drukontlasting
< 18 mmHg



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5



Patiëntgewicht:
0 – 150 kg

*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!


*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®]-schuim-technologie



Hyper Foam 2 *clinic*
— GREENLINE —

PRS 
Pressure Relieving Solutions



Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)


Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hyper Foam 2

GREENLINE clinic

Decubitus therapie matras

7 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen


Hoogte 15 cm

Lengte Zie actuele prijslijst

Breedte Zie actuele prijslijst

GREENLINE

- ECOLAST®-schuim biedt een verbeterde duurzaamheid
- Minder CO₂-uitstoot



*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!


*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-schuim-technologie



evAQ® - PRO II

— GREENLINE —

- Your **all-in-one** solution -

PRS 
Pressure Relieving Solutions



Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

evAQ® - PRO II
GREENLINE

Decubitus therapie matras
met evacuatiefunctie

7 JAAR GARANTIE
^{*2}



Afmetingen

Hoogte 15 cm
Lengte Zie actuele prijslijst
Breedte Zie actuele prijslijst

GREENLINE

- ECOLAST®-schuim biedt een verbeterde duurzaamheid
- Minder CO₂-uitstoot



^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de matraskern (pro rata basis)!


^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSENS





Decubitus therapie zitkussens



XAIR®
HYBRID

4 Preventief en curatief inzetbaar
tot decubitus categorie 4 (EPUAP)

RISK Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)



XSEAT®

4 Preventief en curatief inzetbaar
tot decubitus categorie 4 (EPUAP)

RISK Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)



XSEAT®
clinic

4 Preventief en curatief inzetbaar
tot decubitus categorie 4 (EPUAP)

RISK Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hoes eenvoudig te desinfecteren



XSEAT®
light

Preventief inzetbaar tegen decubitus


Hoes eenvoudig te desinfecteren



GEL SEAT®

4 Preventief en curatief inzetbaar
tot decubitus categorie 4 (EPUAP)

RISK Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)



GEL SEAT®
clinic

4 Preventief en curatief inzetbaar
tot decubitus categorie 4 (EPUAP)

RISK Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hoes eenvoudig te desinfecteren



Funke Medical AG is officiële sponsor van het Duitse nationaal rolstoelbasketbalteam

Op 17 november 2014 hebben Patricia Funke en Helmut Wessels van Funke Medical AG en Andreas Joneck, vertegenwoordiger voor de Duitse Rolstoel Sport Vereniging (Divisie Rolstoelbasketbal) een 3-jarig sponsorcontract getekend.

“Door onze bewondering voor het Duitse rolstoelbasketbalteam, was het een meer dan logische zet om hun partner te worden. Ze zijn dan ook een bron van inspiratie voor ons.” Leggen Patricia Funke (hoofd marketing) en Helmut Wessels (hoofd sales) uit.

“We willen een succesvolle samenwerking waar beide partijen van kunnen profiteren. Daarom is het ons doel om de populariteit van de sport te verhogen en mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren.” Voegt Helmut Wessels er aan toe.

Rolstoelbasketbalster van het Duitse nationale team Annabel Breuer is het gezicht van Funke Medical als het gaat om de decubitus therapie zitkussens XSEAT® en GELSEAT®.



Het Duitse dames rolstoelbasketbalteam werd Europees kampioen in 2015.




A Breuer
Annabel Breuer
Nationale speler
Rolstoelbasketbal

- 2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
- 2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
- 2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
- 2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
- 2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
- 2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
- 2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
- 2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
- 2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)





DECUBITUS THERAPIE LUCHTCEL ZITKUSSEN



XAIR®
HYBRID

- LUCHTCEL ZITKUKSSEN -

Voor actieve rolstoelgebruikers!



A Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball


2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)



Decubitus therapie luchtcel zitkussen voor actieve rolstoelgebruikers!

3 JAAR GARANTIE *2

- Autoclaveerbaar volgens RKI-richtlijnen*1
- Inzetbaar bij pijnklachten
- Inzetbaar tot decubitus categorie 4 (EPUAP)
- Zeer hoog risico (Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)



Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.	Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
38 x 40 x 8	XAIR3840	45 x 44 x 8	XAIR4544
40 x 40 x 8	XAIR4040	45 x 46 x 8	XAIR4546
40 x 42 x 8	XAIR4042	46 x 51 x 8	XAIR4651
41 x 46 x 8	XAIR4146	48 x 42 x 8	XAIR4842
42 x 40 x 8	XAIR4240	48 x 44 x 8	XAIR4844
42 x 42 x 8	XAIR4242	48 x 46 x 8	XAIR4846
42 x 44 x 8	XAIR4244	50 x 42 x 8	XAIR5042
42 x 46 x 8	XAIR4246	51 x 44 x 8	XAIR5144
42 x 52 x 8	XAIR4252	51 x 46 x 8	XAIR5146
45 x 42 x 8	XAIR4542	52 x 52 x 8	XAIR5252

BEKIJK NU
op YouTube!



XAIR® hybrid-film




*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!



BEKIJK NU
op YouTube!




Handvat voor draaggemak

Zachte beschermende
afdekking met klittenband




1

Klap de beschermende
afdekking omhoog.



2

Open het ventiel door aan
de blauwe vergrendeling te
trekken en wacht ongeveer 30
seconden, totdat de luchtcellen
automatisch zijn gevuld.
(de vergrendeling kan er niet afvallen)




3

Sluit het ventiel
door te drukken.




4

Plaats het kussen op de
rolstoel of ander zitvlak.
(zorg dat het handvat aan de
voorkant zit met de pijltjes omhoog)
Neem plaats op het kussen.



5

Open het ventiel nogmaals
totdat het gewenste zitcomfort
is bereikt.




6

Sluit het ventiel en klap
de beschermende
afdekking terug.

Een met traagschuim gevulde luchtcel voor verlichting van het heiligbeen.

Een met gelschuim gevulde luchtcel om de zitbeenderen te ontlasten

Het ventiel kan eenvoudig met één hand worden geopend en gesloten.
(de vergrendeling kan er niet afvallen)



Zitkussen met 3 luchtcellen biedt een optimale drukontlasting



Individueel aanpasbaar voor het ideale zitcomfort



Geen pomp of ander gereedschap nodig



Snel en eenvoudig aan te passen aan externe drukomstandigheden




Geen risico op uitval door de zelfopblazende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGY



Zeer lichtgewicht – 70 % lichter dan conventionele luchtzitkussens



DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSEN



XSEAT®
- ZITKUSSEN -



A Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball

2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten


Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

XSEAT®

Decubitus therapie zitkussen

3 JAAR GARANTIE
*2



Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.	Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
38 x 40 x 8	X-SEAT3840	45 x 44 x 8	X-SEAT4544
40 x 40 x 8	X-SEAT4040	45 x 46 x 8	X-SEAT4546
40 x 42 x 8	X-SEAT4042	46 x 51 x 8	X-SEAT4651
41 x 46 x 8	X-SEAT4146	48 x 42 x 8	X-SEAT4842
42 x 40 x 8	X-SEAT4240	48 x 44 x 8	X-SEAT4844
42 x 42 x 8	X-SEAT4242	48 x 46 x 8	X-SEAT4846
42 x 44 x 8	X-SEAT4244	50 x 42 x 8	X-SEAT5042
42 x 46 x 8	X-SEAT4246	51 x 44 x 8	X-SEAT5144
42 x 52 x 8	X-SEAT4252	51 x 46 x 8	X-SEAT5146
45 x 42 x 8	X-SEAT4542	52 x 52 x 8	X-SEAT5252



*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!



DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSEN



XSEAT[®]
clinic
- ZITKUSSEN -



A. Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball

2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hoes eenvoudig
te desinfecteren

XSEAT[®]
clinic

Decubitus therapie zitkussen

3 JAAR GARANTIE
^{*2}

Incontinentiehoes:

- Afneembaar
- Wasbaar tot 95°C
- Desinfectiemiddelbestendig^{*3}

Ultrasonisch gelaste naden

Waterdicht, maar ademende hoes

Anatomische vorm
garandeert een goede
zithouding

Ritsafdekking


Anti-slip onderkant

HR-schuim

Hyperelastische 2-laags
comfortabele kern:
traagschuim toplaag

Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
38 x 40 x 8	X-SEATCL3840
40 x 40 x 8	X-SEATCL4040
40 x 42 x 8	X-SEATCL4042
41 x 46 x 8	X-SEATCL4146
42 x 40 x 8	X-SEATCL4240
42 x 42 x 8	X-SEATCL4242
42 x 44 x 8	X-SEATCL4244
42 x 46 x 8	X-SEATCL4246
42 x 52 x 8	X-SEATCL4252
45 x 42 x 8	X-SEATCL4542

Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
45 x 44 x 8	X-SEATCL4544
45 x 46 x 8	X-SEATCL4546
46 x 51 x 8	X-SEATCL4651
48 x 42 x 8	X-SEATCL4842
48 x 44 x 8	X-SEATCL4844
48 x 46 x 8	X-SEATCL4846
50 x 42 x 8	X-SEATCL5042
51 x 44 x 8	X-SEATCL5144
51 x 46 x 8	X-SEATCL5146
52 x 52 x 8	X-SEATCL5252



Ademende
open celstructuur
HR-schuim +
Visco-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Uitmuntende
drukontlasting



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5



Patiëntgewicht:
20 – 120 kg


^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



DECUBITUS PREVENTIEF ZITKUSSEN



Pictogram

XSEAT[®]
light

- ZITKUSSEN -



A. Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball

- 2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
- 2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
- 2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
- 2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
- 2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
- 2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
- 2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
- 2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
- 2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Preventief inzetbaar
tegen decubitus

Hoes eenvoudig
te desinfecteren

XSEAT[®]
light


Decubitus preventief zitkussen

1 JAAR GARANTIE
^{*2}

Waterdicht, maar ademende hoes

Incontinentiehoes:

- Afneembaar
- Wasbaar tot 95°C
- Desinfectiemiddelbestendig^{*3}



Hyperelastische 2-laags
comfortabele kern:
traagschuim toplaag

Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.	Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
38 x 40 x 5	X-SEATL3840	45 x 44 x 5	X-SEATL4544
40 x 40 x 5	X-SEATL4040	45 x 46 x 5	X-SEATL4546
40 x 42 x 5	X-SEATL4042	46 x 51 x 5	X-SEATL4651
41 x 46 x 5	X-SEATL4146	48 x 42 x 5	X-SEATL4842
42 x 40 x 5	X-SEATL4240	48 x 44 x 5	X-SEATL4844
42 x 42 x 5	X-SEATL4242	48 x 46 x 5	X-SEATL4846
42 x 44 x 5	X-SEATL4244	50 x 42 x 5	X-SEATL5042
42 x 46 x 5	X-SEATL4246	51 x 44 x 5	X-SEATL5144
42 x 52 x 5	X-SEATL4252	51 x 46 x 5	X-SEATL5146
45 x 42 x 5	X-SEATL4542	52 x 52 x 5	X-SEATL5252



Ademende
open celstructuur
HR-schuim +
Visco-schuim




Autoclaveerbaar



Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5



Patiëntgewicht:
20 – 120 kg


^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSEN



MET
COOLING-
EFFECT!



Pictogram

GEL SEAT®

- ZITKUSSEN -



A. Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball

2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

GEL SEAT®

Decubitus therapie zitkussen

3 JAAR GARANTIE
*2


Unieke Geltouch® technologie
met cooling-effect

Gelpad:

- Optimaal gecentreerd voor maximale verlichting van de zitbeenknoobbels
- Schokabsorberend
- Ter vermindering van schuifkrachten

Hoes:

- Afneembaar
- Wasbaar tot 60°C
- Ultrasonisch gelaste naden aan de bovenzijde
- Waterdicht, maar ademende hoes
- Mesh³ stof garandeert een uitstekend microklimaat
- Anti-slip onderkant



Anatomische vorm
garandeert een goede
zithouding

Hyperelastische 2-laags
comfortabele kern:
Geltouch® topplaat

Afmetingen in cm Artikelnr.

breedte x lengte x hoogte

38 x 40 x 8	G-SEAT3840
40 x 40 x 8	G-SEAT4040
40 x 42 x 8	G-SEAT4042
41 x 46 x 8	G-SEAT4146
42 x 40 x 8	G-SEAT4240
42 x 42 x 8	G-SEAT4242
42 x 44 x 8	G-SEAT4244
42 x 46 x 8	G-SEAT4246
42 x 52 x 8	G-SEAT4252
45 x 42 x 8	G-SEAT4542

Afmetingen in cm Artikelnr.

breedte x lengte x hoogte

45 x 44 x 8	G-SEAT4544
45 x 46 x 8	G-SEAT4546
46 x 51 x 8	G-SEAT4651
48 x 42 x 8	G-SEAT4842
48 x 44 x 8	G-SEAT4844
48 x 46 x 8	G-SEAT4846
50 x 42 x 8	G-SEAT5042
51 x 44 x 8	G-SEAT5144
51 x 46 x 8	G-SEAT5146
52 x 52 x 8	G-SEAT5252



Ademende
open celstructuur
Geltouch®-schuim +
HR-schuim



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Uitmuntende
drukontlasting



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5




Patiëntgewicht:
20 – 120 kg

*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!



DECUBITUS THERAPIE ZITKUSSEN



GEL SEAT[®]
clinic

- ZITKUSSEN -



A. Breuer
Annabel Breuer
National player
Wheelchair Basketball

- 2010: Zilver Wereld kampioenschap (Birmingham, GB)
- 2011: Goud Europees kampioenschap (Nazareth, IL)
- 2012: Goud Paralympische zomerspelen (London, GB)
- 2013: Zilver Europees kampioenschap (Frankfurt, DE)
- 2014: Zilver Wereld kampioenschap (Toronto, CA)
- 2015: Goud Europees kampioenschap (Worcester, GB)
- 2016: Zilver Paralympische zomerspelen (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Zilver Europees kampioenschap (Tenerife, ES)
- 2018: Brons Wereld kampioenschap (Hamburg, DE)
- 2019: Brons Europees kampioenschap (Rotterdam, NL)



GEL SEAT
clinic

Decubitus therapie zitkussen

3 JAAR GARANTIE
*2

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen*1

Inzetbaar bij pijnklachten

Inzetbaar tot decubitus
categorie 4 (EPUAP)

Zeer hoog risico
(Norton-, Braden-, Waterlow-schaal)

Hoes eenvoudig
te desinfecteren

Incontinentiehoes:

- Afneembaar
- Wasbaar tot 95°C
- Desinfectiemiddelbestendig*3

Ultrasonisch gelaste
naden

Waterdicht, maar ademende hoes

Anatomische vorm
garandeert een goede
zithouding

Ritsafdekking

Anti-slip onderkant

Unieke Geltouch® technologie
met cooling-effect

Hyperelastische 2-laags
comfortabele kern:
Geltouch® topplaat



Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
38 x 40 x 8	G-SEATCL3840
40 x 40 x 8	G-SEATCL4040
40 x 42 x 8	G-SEATCL4042
41 x 46 x 8	G-SEATCL4146
42 x 40 x 8	G-SEATCL4240
42 x 42 x 8	G-SEATCL4242
42 x 44 x 8	G-SEATCL4244
42 x 46 x 8	G-SEATCL4246
42 x 52 x 8	G-SEATCL4252
45 x 42 x 8	G-SEATCL4542

Afmetingen in cm breedte x lengte x hoogte	Artikelnr.
45 x 44 x 8	G-SEATCL4544
45 x 46 x 8	G-SEATCL4546
46 x 51 x 8	G-SEATCL4651
48 x 42 x 8	G-SEATCL4842
48 x 44 x 8	G-SEATCL4844
48 x 46 x 8	G-SEATCL4846
50 x 42 x 8	G-SEATCL5042
51 x 44 x 8	G-SEATCL5144
51 x 46 x 8	G-SEATCL5146
52 x 52 x 8	G-SEATCL5252



*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de zitkussenkern (pro rata basis)!


*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

POSITIONIERRINGS- KUSSENS





SYSTEMATISCHE DECUBITUSTHERAPIE



POSIMED®
- POSITIONERINGSKUSSENS -

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen^{*1}

Inzetbaar bij pijnklachten

Preventief en curatief
inzetbaar

Hoes eenvoudig
te desinfecteren

POSIMED®

Universeel kussen

5 JAAR GARANTIE
^{*2}

Kussen:

- Desinfectiemiddelbestendig^{*3}
- Autoclaveerbaar

Biocompatibel

Waterdichte maar ademende
incontinentiehoes zorgt voor
een uitstekend microclimaat

Kussenvulling garandeert:

- Snelle aanpassing naar de vormen
van het lichaam
- Optimale drukontlasting

POSIMED® positioneringskussen zijn verkrijgbaar in veel verschillen vormen en maten.

Artikelnaam	Afmetingen in cm lengte x breedte	Artikelnr.
Univeel kussen klein	37 x 26	PO-UNIK3726
Univeel kussen groot	56 x 40	PO-UNIG5640
Hielkussen	39 x 21	PO-FERS3921
Onderarmkussen	39 x 21	PO-UNTE3921
Spreadkussen	60 x 35	PO-SPRE6035

Artikelnaam	Afmetingen in cm lengte x breedte	Artikelnr.
Rolkussen	60 x 21	PO-ROLL6021
30° positioneringskussen klein	170 x 74	PO-LAGE0165
30° positioneringskussen groot	182 x 54	PO-LAGE1165
Heupkussen	35 x 28	PO-HÜFT3528
Halve cirkel	137 x 80	PO-HALB1378



Autoclaveerbaar




Virus- en
bacterieresistente
incontinentiehoes
volgens ASTM 1670 + 1671



Waterdicht,
maar ademend



Uitmuntende
drukontlasting



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Onderhoudsvrij



Vlamvertragend
DIN EN 597 (H-II)
CRIB 5



Niet geschikt voor
wasmachine en/of
handwas!



Eenvoudig te
desinfecteren

^{*1} Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

^{*2} Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen van de kussenkern (pro rata basis)!

^{*3} Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



POSIMED®

Productoverzicht

Universeel kussen



Veelzijdig inzetbaar
positioneringskussen

Afmetingen in cm	Artikelnr.
37/26	PO-UNIK3726
56/40	PO-UNIG5640

Hielkussen



bijv. voor positionering
van de hiel

Afmetingen in cm	Artikelnr.
39/21/8	PO-FERS3921

Onderarmkussen



bijv. voor positionering
van de onderarm

Afmetingen in cm	Artikelnr.
39/21/8	PO-UNTE3921

Spreadkussen



bijv. voor positionering
van de knie, enkel en elleboog

Afmetingen in cm	Artikelnr.
60/35	PO-SPRE6035

Rolkussen



bijv. voor ondersteuning van knie,
nek en andere lichaamsdelen

Afmetingen in cm	Artikelnr.
60/21	PO-ROLL6021

Heupkussen



bijv. voor positionering van de heup
→ vermindert het risico op
dislocatie van een heupprothese

Afmetingen in cm	Artikelnr.
35/28/14	PO-HÜFT3528

30° positioneringskussen



bijv. voor ondersteuning in de stabiele
30°-positie, met geïntegreerd hoofdkussen

Afmetingen in cm	Artikelnr.
170/74	PO-LAGE0165
182/54	PO-LAGE1165

Halve cirkel



bijv. voor ondersteuning
van het bovenlichaam

Afmetingen in cm	Artikelnr.
137/80	PO-HALB1378



POSIMED®

Positioneringskussens


De Posimed® positioneringskussens zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar en gericht op preventie en behandeling van drukzweren.

Door gebruik te maken van de verschillende positioneringskussens kan iemand in een ontspannen positie liggen terwijl de kussens zorgen voor drukverlichting.


Het doel is om de duur en intensiteit van de druk tot het minimum te brengen. De producten zijn dan ook gericht op drukverlichting, dit is mogelijk door de speciale vulling dat bestaat uit flexibele, vormbare balletjes.

Positioneringsvoorbeelden


30° laterale positie




Hielbescherming



Semi-zittende positie



135° laterale positie






SYSTEMATISCHE DECUBITUS THERAPIE



 **POSIMED®**
HEEL PROTECT®
- Hielbeschermer -



POSIMED® HEEL PROTECT®

Hielbeschermer

1 JAAR GARANTIE
*2

Autoclaveerbaar volgens
RKI-richtlijnen*1

Ook inzetbaar bij
diabetische voetulcera

Preventief en curatief
inzetbaar

Hoes eenvoudig
te desinfecteren

Zachte sluiting

Zachte sluiting ter
preventie van klapvoet



Mesh³ stof voor optimaal
comfort en microklimaat

Hoes eenvoudig te desinfecteren:

- Wasbaar tot 95°C
- Geschikt voor wasdroger
- Autoclaveerbaar
- Desinfectiemiddelbestendig*3

Voorkomt rotatie




Unieke
Geltouch® technologie
met cooling-effect

Afmetingen

Artikelnr.

ONE SIZE FITS ALL

PO-HEELPR




Ademende
open celstructuur
Geltouch®-schuim +
HR-schuim



Autoclaveerbaar



Uitruimende
drukontlasting



Bi-elastische hoes
ter minimalisatie
van schuifkrachten



CE - markering
MDR 2017/745



Vlamvertragend
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5



Zo ontworpen dat
het iedereen past

*1 Robert Koch Instituut (RKI) is onderdeel van het Bondsministerie van Volksgezondheid in Duitsland. Het RKI is verantwoordelijk voor ziektepreventie en -bestrijding.

*2 Garantie is van toepassing op de functionele eigenschappen (pro rata basis)!

*3 Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

